

Componente **TELESCOPIO.**




TELESCOPIO Componente



Precaución: Para su correcto mantenimiento, se recomienda limpiarlo regularmente con un paño seco o ligeramente húmedo, utilizando únicamente agua y jabón neutro. Evita el uso de productos abrasivos que puedan rayar o debilitar el plástico. No se debe apoyar peso directamente sobre esta parte ni usarla como punto de agarre, ya que su función es exclusivamente de recubrimiento. Es importante asegurarse de que esté bien ensamblado en sus puntos de unión para evitar que se suelte con el uso continuo de la silla.

DIMENSIONES (mm)



ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	110	N/A	N/A
B	300	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.